

Phénidone

	ILFORD ID 62	ID62	ILFORD ID68	ID 68R	PQ Ilford	Révé en 2 bains		Guilleminot GB10	POTA	Cuisinier
Hydroquinone	12 g	12g	5g	8g	5g	8g - A		4g		8g
Phénidone	0,5 g	0,5g	0,13g	0,22g	0,2g	2g - A		0,2g	1,5G	0,25g
Sulfite de sodium	50 g	50g	85g	85g	100g	100g - A	100g - B	100g	30g	75g
Carbonate de sodium	60 g	60g							Equivalent	40g
Bromure de potassium	2 g	2g	1g		1g		1g - B	1g	Technidol LC	2g
Borax			7g	7g	3g			2g	Révélateur à haute acutance	
Acide borique			2g		3,5g		acétone:25cc	3g		
Métabisulfite de potasse						8g - A				
Métaborate de soude							15g - B			
Benzotriazol (anti voile)		0,2g								0,15g
Eau QSPF	1000cc	1000cc	1000cc	1000cc	1000cc	1000cc	1000cc	1000cc	1000cc	

Formule Brihat diluer 1+2 ou3	1+3 papier bromure	Révé grain fin		proche du Microphen	Immersion 3mn dans A puis 3mn dans B	dev 10 à 15mn	Célèbre formule de Marilyn Lévy armée des USA	Révé vigoureux
Pour film diluer 1+7 4à8mn à 20°		non dilué 8 à 10mn à 20° Formule très proche du Microphen			s'apparente au Diafine grain fin		15mn à 20° à bain perdu	

	ID 78	révé ton chaud
Hydroquinone	12g	papier
Phénidone	0,5g	chlorobromure
Sulfite de sodium	50g	
Carbonate de sodium	62g	
Bromure de potassium	4,5g	
Eau QSPF	1000cc	diluer 1+1