

Diaminophénol

	<i>IlfordID9</i>	<i>Agfa 47</i>	<i>IlfordID30</i>	<i>LP Clerc</i>		
Sulfite de soude	100g	100g	25g	100g /500	30g	30g
Diaminophénol (Amidol) .	20g	20g	6g	0,5g /2,5	5g	5g
Bromure de potassium	6g		2ml à 10%			
Métabisulfite de sodium						x grammes
Eau QSPF	1000cc	1000cc	1000cc	200cc /1000	1000cc	1000cc
	6 à 10mn Ne se conserve pas	film 1+3 / 5mn 18° papier 1+1			4mn à 18° Images avec noirs et gris parfaitement neutres	permet de développer normalement des films surexposés