

Paraminophénol

		Glafk p105	Glafk p105	Glafk p105		ID44	Cuisinier	
Chlorhydrate de p-aminophénol	7,25g	8g	8g	10g	5g	5g	1,5g - A	10g - B
Hydroquinone					2,5g			
Génol						4g		
Bromure de potassium					0,5g			
Sulfite de sodium anhydre	50g	50g	70g	100g	30g	60g		
Acide salicylique						0,5g		
Hexamétaphosphate de sodium						1g	Borax : 15g - A	
Métaborate de sodium (Kodalk)					20g			
Carbonate de sodium anhydre	50g		60g	50g		Métabisulfite de Na : 45g - B		
Carbonate de potassium		50g				Soude : 28g - A		
Glucose						20g		
Eau qspf	1000cc	1000cc	1000cc	1000cc	1000cc	1000cc	1000 cc	1000 cc

Le Rodinal est à	3 à 5mn			4mn30 à 20°	doubler le	Prendre 1A + 1B Rodinal
base de para				papier	temps de pose	
				chlorobromure		
8 à 15mn à 18°				2mn à 20° si on double le métaborate tons plus froids		